

# ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАБОРУ СЕЧІ CYTOfast 3 ПОРЦІЇ

Код послуги 31036 Рідина цитологія сечі CYTOfast Urine-24/48/72, за методикою CYTOfast Plus



## ДЛЯ ПАЦІЄНТА

### • КОЛИ?

Збір сечі проводиться один раз на день, впродовж трьох наступних днів.

### • О КОТРІЙ ГОДИНІ?

Збирати сечу зранку.

Спочатку помочитися вранці (перша сеча).

Першу сечу не збирати!

Після першого сечовипускання випити 1-2 склянки води.

Зібрати сечу у флакон при другому сечовипусканні (друга сеча).



### • ЯК ЗБИРАТИ ЗРАЗКИ СЕЧІ?

Протягом трьох днів зробіть наступні дії:

1. З коробки набору візьміть один з трьох флаконів.

2. На етикетці флакону напишіть своє ім'я, прізвище та дату збору біоматеріалу.

3. Відкрийте флакон відкрутивши кришку.

**НЕ ВИДАЛЯЙТЕ РІДИНУ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У ФЛАКОНІ.**

**НЕ ПИЙТЕ РІДИНУ З ФЛАКОНУ.**

4. При другому ранковому сечовипусканні заповніть флакон до верхньої мітки (друга сеча)

5. Щільно закрийте флакон кришкою, переконайтеся, що рідина не витікає.


6. Поверніть закритий флакон у коробку набору.

• ЗБЕРІГАЙТЕ КОРОБКУ ЗІ ЗРАЗКАМИ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ.

• УНИКАЙТЕ ВПЛИВУ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛА.

• НЕ ЗБЕРІГАТИ У ХОЛОДИЛЬНИКУ.

• ТРИМАЙТЕ ПОДАЛІ ВІД ДІТЕЙ.



+18 ... +22 °C

